


GUIA DE TAMANHO

1

Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%". Para conferir se a impressão está correta, verifique se o quadrado mede 2,5cm




2

Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o ao longo da linha pontilhada de acordo com as indicações.

3

Coloque o guia de tamanho na base do seu nariz como mostrado na figura ao lado, e experimente cada tamanho para definir o mais adequado.



Legenda:

S Pequeno

M Médio

SW Pequena Larga